

2021年度夏季セミナー質問内容

講演2「歯科医院とラボのデジタルコミュニケーション」森 亮太先生

質問	質問内容	講師回答
1	<p>変色支台歯、金属支台歯に対するジルコニア補綴物製作において、オペークのような色調のカラーリキッドを使用されているとのことご紹介されておりました。実際にどの材料をご使用されているのか、また、カラーリキッドを内面に塗布する際の注意点などがございましたらご教授ください。</p>	<p>LUXEN White Opaqueを使用しています。内面に塗布する際は収縮を阻害するといわれているので変形の恐れがあるので最小限にとどめて、あまり何度も塗布しない。</p>